

ESD príslušenstvo

FlushKnife



FlushKnife Ball Type



MODEL	DĚLKA NOŽA	PRACOVNÁ DĚLKA	Ø PRAC. KANÁLA	TYP
DK2620JI -B15-	1,5 mm	2 000 mm	2,8 mm	guličkový, tenký
DK2620JI -B20-	2,0 mm	2 000 mm	2,8 mm	guličkový, tenký
DK2620JI -B25-	2,5 mm	2 000 mm	2,8 mm	guličkový, tenký
DK2620JI -B30-	3,0 mm	2 000 mm	2,8 mm	guličkový, tenký
DK2623JI -B15-	1,5 mm	2 300 mm	2,8 mm	guličkový, tenký, dlhý
DK2623JI -B20-	2,0 mm	2 300 mm	2,8 mm	guličkový, tenký, dlhý



FlushKnife Needle type



MODEL	DĚLKA NOŽA	PRACOVNÁ DĚLKA	Ø PRAC. KANÁLA	TYP
DK2620JI -N10-	1,0 mm	2 000 mm	2,8 mm	ihlový, tenký
DK2620JI -N15-	1,5 mm	2 000 mm	2,8 mm	ihlový, tenký
DK2620JI -N20-	2,0 mm	2 000 mm	2,8 mm	ihlový, tenký
DK2620JI -N25-	2,5 mm	2 000 mm	2,8 mm	ihlový, tenký
DK2620JI -N30-	3,0 mm	2 000 mm	2,8 mm	ihlový, tenký
DK2623JI -N15-	1,5 mm	2 300 mm	2,8 mm	ihlový, tenký, dlhý
DK2623JI -N20-	2,0 mm	2 300 mm	2,8 mm	ihlový, tenký, dlhý

1

Označenie lézie

2

Opláchnutie hrotu od príľnutého tkaniva lézie

3

Incízia cieľového tkanivo hladko zo strany na stranu a zhora nadol



4

Submukózna disekcia
výber správnej dĺžky najvhodnejšej pre danú oblasť

5

Zastavenie krvácania
(pre malé krvácania počas zákroku bez výmeny nástroja)



ESD príslušenstvo

ClutchCutter



ClutchCutter



ESD príslušenstvo

MODEL	DĚLKA NOŽA	PRACOVNÁ DĚLKA	Ø PRAC. KANÁLA	TYP
DP-2618DT-35-	3,5 mm	1800 mm	2,8 mm	-
DP-2618DT-50	5,0 mm	1800 mm	2,8 mm	-



A: Incízia sliznice pomocou
B: Submukózna disekcia
C: Profylaktická koagulácia viditeľných ciev

ST hood



MODEL	VONKAJŠÍ PRIEMER	VNÚTORNÝ PRIEMER ŠPIČKY	DĚLKA ŠPIČKY	VHODNÉ PRE ENDOSKOPIY
DH-28GR	11,5 mm	8,0 mm	7,0 mm	EG-760R, EG-760Z, EC-740T, EG-580RD, EC-580RD
DH-29GR	12,4 mm	8,0 mm	7,0 mm	EG-760CT, EC-760P
DH-30CR	13,8 mm	8,0 mm	7,0 mm	EC-760R, EC-760ZP

